

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛУХОВОГО АППАРАТА



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
ИМЕНИ Л.И. СВЕРЖЕВСКОГО

Общие рекомендации



Слуховой аппарат **не возвращает слух полностью, а усиливает звуки** и помогает использовать резервы слуха.



Это медицинское изделие - прибор, который в отличие от обычных наушников позволяет дать нужное усиление на разных частотах в соответствии с профилем аудиограммы.

Аппарат имеет ограничение по громкости, поэтому его использование **не может навредить и ухудшить слух.**



Привыкание к аппарату **требует времени:** улучшения заметны сразу, но полная адаптация может занять недели и месяцы.



Начинайте привыкать дома: сначала несколько часов в день во время беседы, затем увеличивайте время до целого дня.



Сначала многие звуки, включая собственный голос, **могут казаться слишком громкими.** Это нормально.



Если вы не можете привыкнуть к каким-то звукам или шумам, то стоит обратиться к специалисту **для коррекции настроек слухового аппарата.** Слуховой аппарат не настраивается единожды. Регулярные проверки и корректировки помогают обеспечить комфорт и оптимальное качество слуха с аппаратом.



Успех зависит от терпения и **регулярного использования** аппарата. Чем дольше была потеря слуха, тем больше времени займет адаптация.



Главное правило — **носите слуховой аппарат ежедневно,** чтобы получить максимальную пользу.

Правила ухода за слуховым аппаратом

В слуховом аппарате **нельзя спать.**



Оберегайте аппарат от **попадания воды, механических повреждений, высоких и низких температур.**

Замена батарейки

Чаще всего используются батарейки 13 или 675 типа.



Замена батареек производится в среднем каждые 10–12 дней или 20–24 дня соответственно.

Все **манипуляции** со слуховым аппаратом (чистка, замена батареи) проводите **только над столом.**

Срок гарантии указан в гарантийном талоне, который выдается вместе со слуховым аппаратом.

В нем указан адрес ремонтной мастерской в которую вы можете обратиться для ремонта в случае поломки аппарата.

Замена слухового аппарата льготным категориям граждан проводится **1 раз в 4 года**

Сразу же **выключайте аппарат**, как только сняли его.

Когда вы не пользуетесь аппаратом оставляйте его с открытым батарейным отсеком – это предотвратит скапливание конденсата, паров влаги.

Снимайте аппарат перед входом в кабинеты, где проводится рентген, МРТ или КТ исследования.



Ушной вкладыш

Дополнительный ушной вкладыш приобретается пациентом самостоятельно. Иногда требуется его **индивидуальное изготовление.**

Ушной вкладыш нужно содержать в чистоте. Для этого снимите вкладыш с крюка аппарата, протрите салфеткой и промойте в теплом мыльном растворе или в 3% перекиси водорода.

После чего тщательно промойте и **просушите.**